



**Classe I** (seringues sans aiguille)  
**Classe IIa** (seringues montées)  
selon la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

### Marquage CE seringue 3 pièces Luer Lock sans aiguille (réf. 309628)

Selon la directive européenne 93/42/CEE (procédure de conformité annexe V)  
• **Certificat** : n° Q252.231 ; certifié par NSAI (n° 0050)  
• **Fabricant** : BD Franklin Lakes, USA (Tuas, Singapour)  
• **Certification** : BS EN ISO 13485 : 2003 ; certificat n° MD 81426 ; certifié par BSI & BS EN ; ISO 9001 : 2008, Certificat n°ES-0264/1994, certifié par IQNet & AENOR et ISO 14001 : 2004, certifié n°EMS 53465 par BSI.  
• **Stérilisation** : Rayons Gamma  
• **Péremption** : 5 ans après stérilisation

### Composition des différents éléments :

- Corps de la seringue : Polycarbonate (PC) HPS2-1125
- Piston : Polypropylène (PP)
- Joint de piston : Isoprène synthétique (sans latex)
- Lubrifiant du corps de la seringue : Silicone
- Emballage individuel : Combinaison K-Résine et papier
- Boîte d'emballage : Carton
- Emballage palette sous film plastique : Polyéthylène (PE)

## BD Plastipak™ 1ml

Seringues de précision

Seringues sans aiguille : Tuberculine / Allergie, Luer Lock

Seringues avec aiguille : 10 mm 45/100, 16 mm 5/10

**Stérile, usage unique**

### Marquage CE seringues 3 pièces montées (réf. 300014 et 300015) et seringue 3 pièces Tuberculine sans aiguille (réf. 300013)

Selon la directive européenne 93/42/CEE (procédure de conformité annexe V)

• **Certificat** : n° 2000 06 0273 (pour la réf. 300013) et Certificat n° 95 06 0005 CP (pour les réf. 300015 et 300014) certifié par Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (n° 0318)

• **Fabricant** : Becton Dickinson, San Augustin, Espagne

• **Certification** : EN-ISO 13485 : 2003 Certificat n° 95 06 2005 EN certifié par AEMPS (n° 0318) ; UNE-EN ISO 9001 : 2008 ; certificat n° ER-0264/1994 Par IQNet et AENOR & UNE-EN ISO 14001 : 2004. Certificat n° GA-1998/0105 par AENOR

• **Stérilisation** : Oxyde d'éthylène (ETO)

• **Péremption** : 5 ans après stérilisation

### Composition des différents éléments :

- Corps de la seringue : Polypropylène (PP)
- Piston : Polystyrène (PS)
- Joint de piston : Isoprène synthétique (sans latex)
- Lubrifiant du corps de la seringue : Silicone
- Aiguille : Acier inoxydable
- Embase de l'aiguille : Polypropylène (PP) + additif coloré en résine
- Lubrifiant de l'aiguille : Silicone
- Fixation canule / embase : Résine Epoxy
- Capuchon protecteur d'aiguille : Polypropylène (PP)
- Emballage individuel : Film polymère et papier
- Boîte d'emballage : Carton
- Emballage palette sous film plastique : Polyéthylène (PE)

**Certifié :**

- sans Latex

# BD Plastipak™ 1 ml - Seringues de précision - Stérile, usage unique, sans latex

**Seringues sans aiguille :** Tuberculine / Allergie, Luer Lock

**Seringues avec aiguille :** 10 mm 45/100, 16 mm 5/10

## Caractéristiques Générales :

### Seringues montées :

- L'ensemble compact, seringue plus aiguille, offre à la fois toutes les qualités de la seringue BD Plastipak™ et de l'aiguille BD Microlance™3.
- Les deux éléments assemblés, seringue plus aiguille, dans un seul emballage assurent une simplification de l'injection, moins de gestes et une diminution du coût de l'injection.

## Caractéristiques Techniques

### Seringues sans aiguille

				Corps de la seringue			
				Longueur	Ø externe	Ø interne	Graduation
Références	Désignation	Origine	Embout	mm	mm	mm	ml
300013	1 ml Tuberculine/Allergie – H 804 S	Espagne	Centré	75,31	6,60	4,70	0,01
309628	1 ml Luer Lock – H 804 LL	Singapour	Luer Lock	75,31	9,52	4,70	0,01

### Seringues montées DN

			Corps de la seringue				Aiguille BD Microlance™ 3				
			Longueur	Ø externe	Ø interne	Graduation	Gauge	Ø externe	Longueur	Longueur	Biseau
Références	Désignation	Origine	mm	mm	mm	ml		mm	mm	Inch	
300015	1 ml longue – H 804 DN	Espagne	75,31	6,60	4,70	0,01	26	45/100	10	3/8	court
300014	1 ml longue – H 804 DN	Espagne	75,31	6,60	4,70	0,01	25	5/10	16	5/8	normal

## Conditionnement :

Réf. 309628 - Boîte carton / Suremballage carton / Palette filmée : 100/ 800/ 19200 unités

Réf. 300013 et réf. 300015 - Boîte carton / Suremballage carton / Palette filmée : 100/ 800/ 28800 unités

Réf. 300014 - Boîte carton / Suremballage carton / Palette filmée : 100/ 800/ 26400 unités



BD Medical  
Medical Surgical Systems  
11, rue Aristide-Bergès  
38800 Le Pont-de-Claix  
Tél. 04 76 68 36 36  
Fax 04 76 68 55 61  
www.bd.com/france