



Funciona en sintonía con usted



### F&P ESON MÁSCARA NASAL

F&P Eson se ha diseñado para funcionar en sintonía con usted y según sus necesidades.

La máscara incluye tres pequeños componentes perfectamente integrados en la misma que ofrecen un mejor rendimiento, estabilidad y un ajuste automático más confortable. Esta máscara nasal de reducido tamaño incluye una serie de innovaciones tecnológicas destinadas a facilitar su SleepLife.



Confort



Sellado



Uso sencillo

F&P Eson le ofrece sencillez en todo momento, desde que saca la máscara de la bolsa hasta que se va a la cama. Se ha diseñado para funcionar en sintonía con la calidad de sueño necesaria al estilo SleepLife\* F&P Eson busca siempre la simplicidad y un confort sin complicaciones, reduciendo al mínimo los ajustes manuales, las piezas y el ruido.

SENCILLO PARA PROVEEDORES  
Y LABORATORIOS DEL SUEÑO

SENCILLO PARA LOS PACIENTES Y SUS PAREJAS

### Fácil ajuste



Innovaciones para un ajuste intuitivo que permiten que el paciente se coloque la máscara rápida y fácilmente.

### Fácil limpieza



Con solo tres sencillas piezas, resulta fácil de limpiar y volver a montar.

### Fácil confort



Innovaciones de diseño que ofrecen el máximo confort y un sellado estable y eficaz durante toda la noche.


### Sueño fácil



Supersilencioso y con una reducción máxima de las corrientes de aire para lograr un sueño ininterrumpido para usted y su pareja.



Los tres sencillos componentes de F&P Eson, el **sello RollFit™**, el **arnés ErgoFit** y el marco **Easy Frame**, trabajan en armonía para ofrecer el confort, el sellado y la facilidad de uso por los que se conoce a las máscaras de Fisher & Paykel Healthcare.



Confort



Sellado



Uso sencillo

### 1. Sello RollFit

*Autoajuste sencillo que redonda en un sello eficaz y cómodo*

Como sugiere su nombre, el sello de una pieza “rueda” hacia atrás y hacia delante en el puente de la nariz para ajustarse automáticamente. De esta forma, la **tecnología RollFit** reduce al mínimo la presión en el puente de la nariz.

El **sello RollFit** incorpora **paneles de estabilidad integrados** para un sellado y estabilidad óptimos.

### 2. Arnés ErgoFit

*De fácil uso, adaptación, ajuste y limpieza*

Este arnés transpirable y ergonómico se ha diseñado para que sea fácil de encontrar en la parte superior-posterior de la cabeza y para que ésta tenga la máxima libertad de movimientos (lateral y verticalmente) sin que la máscara se suelte.

El **arnés ErgoFit** incorpora también tiras de **VELCRO®\*** (2a) con **ganchos Easy-Clip** (2b) para una colocación y retirada rápida y sencilla.

La **correa de la coronilla** ajustable (2c) mejora la estabilidad de la mascarilla.

\*VELCRO® es una marca comercial registrada de Velcro Industries B.V.

### 3. Easy Frame

*Fácil de colocar y que permite ver y dormir sin problemas*

Este marco de bajo perfil es estable, duradero y pequeño y garantiza una visión libre de obstáculos.

Un solo marco que se adapta a los tres tamaños de sello y que dispone del sistema **“Easy-Clip”**, para un montaje sencillo después de la limpieza.

**Easy Frame** incluye la **tapa Q** (3a) para un uso supersilencioso y una reducción máxima de corrientes de aire que su pareja agradecerá.

La junta de tipo rótula esférica gira para ofrecer libertad de movimientos, al tiempo que reduce al mínimo los tirones del tubo de CPAP.

F&P Eson funciona tal y como esperan los pacientes y sus proveedores de cuidados de la salud: **Funcionamiento** que fomenta una adherencia al tratamiento más **sencilla**.

Para más información, póngase en contacto con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare

**Fabricante**

Fisher & Paykel Healthcare Ltd  
15 Maurice Paykel Place  
East Tamaki, Auckland 2013

PO Box 14 348 Panmure  
Auckland 1741  
Nueva Zelanda

Tel: +64 9 574 0100  
Fax: +64 9 574 0158

Correo electrónico:

info@fphcare.co.nz

Web: www.fphcare.com

**Australia**

Fisher & Paykel Healthcare Pty Limited  
36-40 New Street, PO Box 167  
Ringwood, Melbourne  
Victoria 3134, Australia

Tel: +61 3 9879 5022  
Fax: +61 3 9879 5232

**Austria**

Tel: 0800 29 31 23  
Fax: 0800 29 31 22

**Benelux**

Tel: +31 40 216 3555  
Fax: +31 40 216 3554

**China**

Tel: +86 20 3205 3486  
Fax: +86 20 3205 2132

**Francia**

Tel: +33 1 6446 5201  
Fax: +33 1 6446 5221

**Alemania**

Tel: +49 7181 98599 0  
Fax: +49 7181 98599 66

**India**

Tel: +91 80 4284 4000  
Fax: +91 80 4123 6044

**República de Irlanda**

Tel: 1800 409 011

**Italia**

Tel: +39 06 7839 2939  
Fax: +39 06 7814 7709

**Japón**

Tel: +81 3 3661 7205  
Fax: +81 3 3661 7206

**Irlanda del Norte**

Tel: 0800 132 189

**España**

Tel: +34 902 013 346  
Fax: +34 902 013 379

**Suecia**

Tel: +46 8 564 76 680  
Fax: +46 8 36 63 10

**Suiza**

Tel: 0800 83 47 63  
Fax: 0800 83 47 54

**Taiwán**

Tel: +886 2 8751 1739  
Fax: +886 2 8751 5625

**Turquía**

Fisher Paykel Sağlık Ürünleri  
Ticaret Limited Şirketi,  
P.O. Box 06371 Ostim,  
Alinteri Bulvarı 1161/1 Sokak  
No. 12-14, Ankara, Turkey

Tel: +90 312 354 34 12  
Fax: +90 312 354 31 01

**Reino Unido **

Fisher & Paykel Healthcare Ltd  
Unit 16, Cordwallis Park  
Clivemont Road, Maidenhead  
Berkshire SL6 7BU, Reino Unido

Tel: +44 1628 626 136  
Fax: +44 1628 626 146

**EE.UU./CANADÁ**

Tel: +1 800 446 3908  
o +1 949 453 4000  
Fax: +1 949 453 4001

Códigos de pedido de máscaras		Códigos de pedido de piezas de repuesto	
<b>400452</b>	Máscara F&P Eson - Mediano/Grande	<b>400HC126</b>	Sello F&P Eson - Pequeño
<b>400453</b>	Máscara F&P Eson - Pequeño/Pequeño	<b>400HC127</b>	Sello F&P Eson - Mediano
<b>400454</b>	Máscara F&P Eson - Mediano/Mediano	<b>400HC128</b>	Sello F&P Eson - Grande
<b>400455</b>	Máscara F&P Eson - Grande/Grande	<b>400HC228</b>	Difusor F&P Eson (paquete de 10) y tapa
		<b>400HC567</b>	Arnés F&P Eson - Pequeña
		<b>400HC568</b>	Arnés F&P Eson - Mediano/Grande
		<b>400HC569</b>	Arnés F&P Eson - Ganchos y hebilla
		<b>400HC570</b>	Pieza giratoria F&P Eson