

Mirage Micro™

ΡΙΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η ρινική μάσκα τελευταίας γενιάς από τη ResMed προσφέρει εξατομικευμένη εφαρμογή, σφράγιση και άνεση σε περισσότερους χρήστες.

Σε συνδυασμό με το δοκιμασμένο μαξιλάρι διπλού τοιχώματος Mirage™,

ο μοναδικός επιλογέας MicroFit™ της μάσκας ρυθμίζει με ακρίβεια την εφαρμογή ώστε να ταιριάζει σε κάθε μεμονωμένο χρήστη. Με διαισθητική χρήση για τους επαγγελματίες στον τομέα του ύπνου και τους χρήστες, η Mirage Micro είναι το νέο ορόσημο στις ρινικές μάσκες.

Ο επιλογέας MicroFit

διαθέτει 24 θέσεις για καλύτερη εφαρμογή, σφράγιση και άνεση

Το απλό στήριγμα μετώπου

παρέχει ελεύθερο οπτικό πεδίο χάρη στην κομψή, στυλάτη σχεδίασή του

Η σχεδίαση του αθόρυβου ανοίγματος εξαερισμού

παράγει ελάχιστο θόρυβο – αφαιρούμενος συνδετήρας για εύκολο καθαρισμό

Η περιστροφή του γωνιακού εξαρτήματος κατά 360°

τοποθετεί το σωλήνα για βέλτιστη άνεση

Το γωνιακό χώρισμα
βοηθά να απομακρυνθεί το CO₂ και μειώνει την παραγωγή θορύβου



Το μαξιλάρι διπλού τοιχώματος Mirage μειώνει την πίεση στη γέφυρα της μύτης και σφραγίζει αποτελεσματικά - η προεξοχή επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του μαξιλαριού από το πλαίσιο

Οι συνδετήρες του κεφαλοδέτη δεν απαιτούν συνεχείς ρυθμίσεις και διατηρούν τις βέλτιστες ρυθμίσεις του κεφαλοδέτη – εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση

Ο στροφέας παρέχει έναν άνετο τρόπο σύνδεσης και αποσύνδεσης του σωλήνα αέρα





ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Επιλογέας MicroFit

Δυνατότητα επιλογής 24 θέσεων στα δάχτυλά σας – παρέχεται άνετη, αποτελεσματική εφαρμογή για τους περισσότερους χρήστες

- **Ρυθμιζόμενη:** μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα όταν είναι στο πρόσωπο του χρήστη
- **Ακριβής:** κάθε στροφή του επιλογέα προσαρμόζει το στήριγμα μετώπου σε μικρά βήματα
- **Προοδευτική ρύθμιση:** κινείται προς το πρόσωπο, επιτρέποντας στον χρήστη να αντιληφθεί τότε έχει επιτευχθεί η πιο κατάλληλη εφαρμογή
- **Λειτουργεί σε συνδυασμό με το μαξιλάρι:** καθώς ο επιλογέας ρυθμίζει τη γωνία της μάσκας στο πρόσωπο, το μαξιλάρι διπλό τοιχώματος προσαρμόζεται ώστε να ενισχύει τη σφράγιση χωρίς να απαιτείται υπερβολικό σφίξιμο του κεφαλοδέτη

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Διαισθητικά εύκολο

- Ο επιλογέας MicroFit ρυθμίζεται εύκολα με το ένα χέρι ακόμη και όταν έχετε ξαπλωσει
- Το κάλυμμα του ανοίγματος εξαερισμού μπορεί να αφαιρεθεί για εύκολο και υγιεινό καθαρισμό
- Διαισθητική σχεδίαση της μάσκας για εύκολο χειρισμό, καθαρισμό, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση

Εξατομικευμένη εφαρμογή και άνεση

- Ο επιλογέας MicroFit ρυθμίζει με ακρίβεια τη μάσκα ώστε να ταιριάζει με το προφίλ κάθε χρήστη
- Το μαξιλάρι διπλού τοιχώματος Mirage είναι διαθέσιμο σε πέντε μεγέθη, συμπεριλαμβανομένου του νέου Μικρού μεγέθους, ώστε να εφαρμόζει σε περισσότερους χρήστες
- Η σχεδίαση με το βαθύ πλαίσιο μάσκας είναι κατάλληλη για περισσότερες ρινικές δομές

Αθόρυβη, κομψή και στυλάτη

- Μια σειρά από μικρά, ενσωματωμένα ανοίγματα εξαερισμού διασκορπίζουν τον αέρα αθόρυβα
- Απλή σχεδίαση που δεν βαραίνει στο πρόσωπο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Εφαρμογή από την πρώτη φορά για τους περισσότερους χρήστες

- Ο συνδυασμός του επιλογέα MicroFit και του μαξιλαριού διπλού τοιχώματος επιτυγχάνει τέλεια εφαρμογή σε μια σειρά δομών προσώπου – την πρώτη φορά, κάθε φορά
- Πέντε μεγέθη μαξιλαριών, συμπεριλαμβανομένου του νέου Μικρού μεγέθους (μαξιλάρι και πλαίσιο), εφαρμόζουν σε περισσότερους χρήστες

Ικανοποίηση και συμμόρφωση του πελάτη

- Αυξημένη αποδοχή θεραπειών μέσω της εφαρμογής από την πρώτη φορά
- Η εξατομικευμένη εφαρμογή, άνεση και σφράγιση ενθαρρύνουν τη μακροχρόνια συμμόρφωση
- Τα τμήματα της μάσκας έχουν σχεδιαστεί για γρήγορη και διαισθητική συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
- Περιεκτικό πακέτο υποστήριξης χρήστη, το οποίο περιλαμβάνει τσάντα μεταφοράς και οδηγίες χρήσης με υποδείξεις για την εφαρμογή της μάσκας και τη φροντίδα της

Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου

- Μειωμένος χρόνος εφαρμογής και εκπαίδευσης: ο συνδυασμός επιλογέα και μαξιλαριού σφραγίζει γρήγορα
- Μειωμένες επιστροφές για διορθώσεις: εύκολη στη χρήση και στην εφαρμογή
- δύο μεγέθη πλαισίου εφαρμόζουν σε πέντε μεγέθη μαξιλαριών

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΤΩΝ

Ρινική μάσκα Mirage Micro

Ευρώπη¹

Μικρή	16338
Μεσαία	16339
Μεγάλη	16340
Μεγάλο πλάτος	16341
Πολύ μεγάλη	16342

Ευρώπη²

Μικρή	16343
Μεσαία	16344
Μεγάλη	16345
Μεγάλο πλάτος	16346
Πολύ μεγάλη	16347

Ευρώπη³

Μικρή	16348
Μεσαία	16349
Μεγάλη	16350
Μεγάλο πλάτος	16351
Πολύ μεγάλη	16352

Ασία-Ειρηνικός

Μικρή	16368
Μεσαία	16369
Μεγάλη	16370
Μεγάλο πλάτος	16371
Πολύ μεγάλη	16372

¹ Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά και Ολλανδικά

² Αγγλικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Δανικά, Φινλανδικά, Ουγγρικά, Πολωνικά και Ελληνικά

³ Αγγλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Τσεχικά