

Mirage Micro

A máscara nasal Mirage Micro™ combina recursos de ajuste personalizado e facilidade de uso para garantir um tratamento confortável e eficaz.



RESMED

Visite www.myresmed.com para obter mais informações sobre a Mirage Micro e outros produtos da ResMed, além de guias de ajuste e outras dicas de terapia.



ResMed Corp Poway, CA, EUA +1 858 746 2400 ou 1 800 424 0737 (chamada gratuita), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Austrália +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (chamada gratuita). Escritórios nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Brasil, Cingapura, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Hong Kong, Japão, Malásia, México, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia, Suíça (consulte o site para obter mais detalhes).

Mirage e Micro são marcas comerciais da ResMed Ltd. ©2008 ResMed. 1012404/1 08 01

RESMED

Máscara nasal Mirage Micro™

A Micro se ajusta a você





Ajuste e conforto personalizados

- **A Micro se ajusta a você** – o botão MicroFit permite até 24 ajustes precisos do suporte para a testa, posicionando a máscara na posição mais confortável
- **Vedação comprovada** – a tecnologia de almofada de parede dupla Mirage™ reduz a pressão sobre a ponte nasal e veda com eficácia.
- **Uma combinação vitoriosa** – enquanto você ajusta o botão para o seu perfil, a almofada se posiciona para fazer uma vedação eficaz, de forma que não seja necessário apertar excessivamente o arnês.
- **Diversos tamanhos** – com cinco opções de almofadas, você encontrará a mais adequada para você.



Silenciosa, elegante e com estilo

- **Funcionamento silencioso** – um conjunto de pequenos orifícios de ventilação incorporados distribui o ar de forma suave e silenciosa.
- **Campo de visão livre** – o suporte para a testa delgado é discreto e não pesa sobre o rosto.
- **Projetado para seu estilo de vida** – o desenho exclusivo de cotovelo seccionado reduz o ruído, permitindo uma boa noite de sono para você e seu/sua parceiro(a).
- **Inclui uma bolsa conveniente com cordão de fechamento** para se ajustar ao seu estilo de vida e às suas necessidades de viagem.



Intuitivamente fácil

- **Ajuste imediato** – é mais fácil se adaptar à terapia quando a máscara se ajusta bem logo na primeira vez que é usada. Sua Mirage Micro foi projetada para se ajustar confortavelmente da primeira vez e todas as vezes.
- **Pronta para uso** – as práticas presilhas do arnês são fáceis de prender e soltar, preservando sua configuração ideal de uma vez por todas!
- **Ajuste com uma só mão** – não há necessidade de retirar a máscara para usar o botão MicroFit. Basta ajustar o botão com uma das mãos enquanto usa a máscara, mesmo se estiver deitado.
- **Fácil de cuidar** – peças em menor número e mais simples facilitam a montagem, desmontagem e limpeza da máscara.

