

Mirage Quattro™

MASCHERA ORO-NASALE

TECNOLOGIA DI QUARTA GENERAZIONE

Adatta a un maggior numero di utenti: la maschera oro-nasale ResMed di quarta generazione è utilizzabile da oltre il 95% degli utenti.*

Cuscinetto Mirage™ a doppia parete con tecnologia "spring air": l'esclusivo cuscinetto asseconda i movimenti durante il sonno e fornisce una soluzione efficace alla caduta della mascella.

Selettore di regolazione MicroFit: il nuovo supporto frontale consente di scegliere posizione e comfort più adatti al singolo utente.

Leggera, silenziosa e facile da usare: questi vantaggi sono ottimizzati grazie al design più essenziale della maschera, alla maggiore efficacia dei fori per l'esalazione e a una serie di funzioni a misura di utente.

Selettore di regolazione MicroFit
migliora comfort e tenuta per oltre il 95% degli utenti*

Fori integrati per l'esalazione dal design perfezionato
riducono la rumorosità

Fermaglio del cuscinetto con alette
consente di rimuovere facilmente il cuscinetto dal telaio

Membrana del cuscinetto mobile sotto il mento
mantiene la tenuta e asseconda la caduta della mascella e altri movimenti



La membrana vista dal lato del
cuscinetto della maschera


Fessure sul copricapo facili da riposizionare
permettono di ritrovare subito la posizione ottimale

Membrana del cuscinetto mobile sul ponte nasale
si adatta alle diverse conformazioni nasali e previene fughe d'aria verso gli occhi

Cuscinetto Mirage doppia parete con tecnologia "spring air"
aumenta la tenuta dove più serve

Fermagli del copricapo facili da riposizionare
agevolano il compito di togliersi la maschera

Gomito più essenziale con valvola anti-asfissia
le poche parti del gomito ne facilitano montaggio e smontaggio, mentre la valvola assicura una maggiore sicurezza in caso d'impedimenti del flusso d'aria alla maschera





ASPETTI TECNOLOGICI SALIENTI

Selettore di regolazione MicroFit

Una scelta di 24 posizioni a portata di dito, per offrire una tenuta efficace e confortevole a oltre il 95% degli utenti*

- **Regolabile:** può essere azionato anche quando l'utente ha la maschera addosso
- **Preciso:** ogni rotazione del selettore modifica la posizione del supporto frontale in piccoli incrementi
- **Graduale:** si sposta verso il viso, permettendo all'utente di valutare la tenuta più confortevole
- **Affianca l'azione del cuscinetto:** a mano a mano che il selettore regola l'angolazione della maschera rispetto al viso, il cuscinetto si modella in modo da migliorare la tenuta là dove più serve, senza che ci sia bisogno di stringere eccessivamente il copricapo

BENEFICI PER L'UTENTE

Comfort personalizzato

- Il selettore MicroFit regola la maschera secondo il profilo dell'utente
- Il cuscinetto a doppia parete sfrutta la tecnologia "spring air" per conformarsi al contorno del viso e assecondare i movimenti durante il sonno (compresa la caduta della mascella)

Leggera e silenziosa

- Il design più essenziale riduce il peso sul viso
- Il design più efficace dei fori per l'esalazione riduce la rumorosità

Più facile da usare

- Il selettore MicroFit e il cuscinetto con tecnologia "spring air" consentono di ottenere fin da subito una tenuta ottimale e di mantenere la configurazione per gli usi successivi
- Il minor numero di parti facilita uso, pulizia, montaggio e smontaggio

BENEFICI PROFESSIONALI

La percentuale di utenti che possono far uso della maschera sale a oltre il 95%*

- Il selettore di regolazione MicroFit e il cuscinetto con tecnologia "spring air" rendono la maschera adatta a una maggiore varietà di conformazioni del viso
- Nuova misura extra small (XS)

Soddisfazione e compliance del cliente

- Pacchetto di supporto dell'utente completo di borsa da viaggio, DVD per la cura della maschera, guida rapida all'applicazione e guida per l'utente
- Poter trovare subito la configurazione ottimale aumenta il grado di accettazione della terapia
- Tenuta e comfort su misura del paziente promuovono la compliance a lungo termine
- Le parti semplificate rendono più agevoli e veloci il montaggio e lo smontaggio

Risparmio di tempo e denaro

- Riduzione delle giacenze: 33% di codici prodotto in meno rispetto alla maschera oro-nasale Ultra Mirage™ e riduzione del numero di componenti
- Accelerazione dei tempi di applicazione e addestramento all'uso: il design perfezionato del cuscinetto consente di ottenere rapidamente la necessaria tenuta
- Riduzione delle richieste di assistenza: grazie alla facilità d'uso e d'applicazione

CODICI PRODOTTO maschera oro-nasale Mirage Quattro

Europa 1¹	
X-Small	61204
Small	61205
Medium	61206
Large	61207
Europa 2²	
X-Small	61208
Small	61209
Medium	61210
Large	61211
Europa 3³	
X-Small	61228
Small	61229
Medium	61230
Large	61231
Francia	
X-Small	61220
Small	61221
Medium	61222
Large	61223
Regno Unito	
X-Small	61224
Small	61225
Medium	61226
Large	61227
Asia-Pacifico	
X-Small	61216
Small	61217
Medium	61218
Large	61219
Australia-NZ	
X-Small	61212
Small	61213
Medium	61214
Large	61215

¹: Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese e olandese

²: Inglese, svedese, norvegese, danese, finlandese, ungherese, polacco e greco

³: Inglese, russo, turco, ceceo, estone, sloveno, slovacco, bulgaro, romeno, lettone e lituano

* Fonte: dati antropometrici interni ResMed