

## Mirage Quattro™

### VOLGELAATSMASKER

#### VIERDE-GENERATIE TECHNOLOGIE

**Breed pasbereik:** vierde-generatie volgelaatmasker van ResMed past meer dan 95% van de gebruikers.\*

**Mirage™ dubbelwandig kussen met veerluchttechnologie:** het unieke kussen laat beweging toe tijdens de slaap en biedt een effectieve oplossing voor het zakken van de kaak.

**MicroFit draaiknop:** nieuwe instelmogelijkheid voor de voorhoofdsteun verschaft een persoonlijke pasvorm en comfort.

**Licht, stil en gebruikersvriendelijk:** deze voordelen zijn optimaal met het gestroomlijnde maskerontwerp, de verbeterde luchtafvoer en een heel assortiment aan gebruikersvriendelijke functies.

#### MicroFit draaiknop

op het maskerkussen geeft een betere pasvorm, afdichting en meer comfort voor meer dan 95% van de gebruikers\*

#### Verbeterde ingebouwde luchtafvoeropeningen

zorgen voor een minimale geluidsproductie

#### Kussenklem met lipjes


om het kussen gemakkelijk van het frame te verwijderen

#### Een bewegend kussenmembraan bij de kin

zorgt voor een blijvende afdichting en geeft ruimte voor zakken en bewegen van de kaak



Het membraan zoals u het ziet op een zijzijaanzicht van het maskerkussen.



#### Instellen en klaar sleuven voor de hoofdband

bewaren de optimale pasvorminstellingen

#### Een bewegend kussenmembraan bij de neusbrug

past zich aan verschillende neusstructuren aan en voorkomt lekkage in de ogen

#### Mirage dubbelwandig kussen met veerluchttechnologie

verbetert de afdichting waar dit het hardste nodig is

#### Set-and-forget sleuven in de hoofdband

voor gemakkelijk afzetten van het masker

#### Vereenvoudigde bocht met anti-verstikkingsklep (AAV)

slechts enkele bochtonderdelen voor gemakkelijke montage en demontage; AAV verbetert de veiligheid als de luchtstroom naar het masker wordt belemmerd



## NIEUWSTE TECHNOLOGIE

### MicroFit draaiknop

Wel 24 posities binnen uw bereik – voorziet in een comfortabele, effectieve pasvorm voor meer dan 95% van de gebruikers\*

- **Verstelbaar:** kan op het gezicht van de gebruiker worden aangepast
- **Nauwkeurig:** elke draai aan de draaiknop verstelt de voorhoofdsteun een klein stukje
- **Progressief:** beweegt in de richting van het gezicht zodat de gebruiker voelt wanneer de pasvorm het meest comfortabel is
- **Werkt in combinatie met het kussen:** als de draaiknop de hoek tussen het masker en het gezicht verstelt, past het kussen zich aan voor een betere afdichting op de plaatsen waar dit het hardste nodig is – zonder dat de hoofdband te strak hoeft te worden aangetrokken

## VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

### Persoonlijk afgestemd comfort

- De MicroFit draaiknop past het masker zo aan dat het bij het profiel van de gebruiker past
- Het dubbelwandige kussen met veerluchttechnologie past zich aan op de contouren van het gezicht en laat beweging toe tijdens de slaap (inclusief het zakken van de kaak)

### Licht en stil

- Gestroomlijnd ontwerp voelt licht aan op het gezicht
- Verbeterd luchtafvoerontwerp zorgt voor minder geluid

### We maken het u gemakkelijker

- Met behulp van de MicroFit draaiknop en de veerluchttechnologie bereikt u een goede maskerpasvorm – meteen en elke keer weer
- Minder onderdelen voor gemakkelijk hanteren, schoonmaken, montage en demontage

## VOORDELEN VOOR DE ARTS

### Pasbereik vergroot tot meer dan 95% van de gebruikers\*

- De MicroFit draaiknop en veerluchttechnologie zorgen ervoor dat het masker beter op meer gezichtsstructuren past
- Nieuwe maskermaat XS

### Klantentevredenheid en therapietrouw

- Uitgebreid ondersteuningspakket voor de gebruiker met reistas, DVD over maskerverzorging, snelle pasgids en gebruiksaanwijzing
- Verhoogde therapie-acceptatie door meteen een goede pasvorm
- Op de persoon afgestemde pasvorm, comfort en afdichting stimuleren langdurige therapietrouw
- Vereenvoudigde onderdelen voor snelle en gemakkelijke montage en demontage

### Kosten- en tijdbesparend

- Minder voorraad: 33% minder productcodes dan Ultra Mirage™ Volgelaatsmasker en minder maskersonderdelen
- Minder tijd nodig voor aanmeten en training: verbeterde kussentechnologie met snelle afdichting
- Minder hulpvragen: gemakkelijk in het gebruik en eenvoudig passend te maken

## PRODUCTCODES Mirage Quattro™

### Volgelaatsmasker

<b>Europa 1<sup>1</sup></b>	
X-Small	61204
Small	61205
Medium	61206
Large	61207

<b>Europa 2<sup>2</sup></b>	
X-Small	61208
Small	61209
Medium	61210
Large	61211

<b>Europa 3<sup>3</sup></b>	
X-Small	61228
Small	61229
Medium	61230
Large	61231

<b>Frankrijk</b>	
X-Small	61220
Small	61221
Medium	61222
Large	61223

<b>Verenigd Koninkrijk</b>	
X-Small	61224
Small	61225
Medium	61226
Large	61227

<b>Pacifisch Azië</b>	
X-Small	61216
Small	61217
Medium	61218
Large	61219

<b>ANZ</b>	
X-Small	61212
Small	61213
Medium	61214
Large	61215

<sup>1</sup> Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees en Nederlands

<sup>2</sup> Engels, Zweeds, Noors, Deens, Fins, Hongaars, Pools en Grieks

<sup>3</sup> Engels, Russisch, Turks, Tsjechisch, Estlands, Sloveens, Slowaaks, Bulgaars, Roemeens, Lets en Lituaans

\* bron: interne antropometrische gegevens van ResMed