

## Mirage Quattro™

TAM YÜZ MASKESİ

### DÖRDÜNCÜ JENERASYON TEKNOLOJİ

**Yaygın uygunluk:** ResMed'in dördüncü jenerasyon tam yüz maskesi, kullanıcıların %95'inden fazlasına uymaktadır.\*

**Yaylı hava teknolojisine sahip Mirage™ çift-katlı destek:** Benzersiz destek, uyku sırasında hareketi desteklemekte ve ağzın açılmasına etkili bir çözüm sunmaktadır.

**MicroFit kadrın:** Yeni alın destek ayarı, kişiye özel oturum ve konfor sunmaktadır.

**Hafif, sessiz ve kullanımı kolay:** Bu avantajlar, uyumlu maske tasarımı, geliştirilmiş hava deliği tasarımı ve kolay kullanıma sahip bir dizi özellik ile en uygun hale getirilmiştir.

#### MicroFit kadrın

kullanıcıların %95'inden fazlası için daha iyi oturum, kapama ve konfor sağlar\*

#### Geliştirilmiş dahili hava delikleri

minimum gürültü çıkışı sağlar


#### Britli destek klipsleri

desteğin çerçeveden kolay çıkarılmasını sağlar

**Çeneyi kaplayan hareketli destek yüzeyi** kapama sağlar ve çenenin açılmasına ve hareketine izin verir



Maske desteğinin yandan görüntüsünde görüldüğü şekli ile yüzeyi



**Set-and-forget (Ayarla-ve-unut) başlık yuvaları** en uygun ayarı kaydeder

**Burun köprüsünü kaplayan hareketli destek yüzeyi** farklı burun yapılarına uyum sağlar ve göze sızıntı olmasını önler

**Mirage yaylı hava teknolojisine sahip çift-katlı destek** en çok ihtiyaç duyulan yerde kapamayı artırır

**Set-and-forget (Ayarla-ve-unut) başlık klipsleri** maskenin kolayca çıkarılmasını sağlar

**anti-asfiksi valfine (AAV) sahip basitleştirilmiş dirsek** kolay montaj ve demontaj için daha az dirsek parçası; AAV, maskeye giden hava akışı engellendiği takdirde emniyeti artırır



## TEKNOLOJİK NOKTALAR

### MicroFit kadrın

Parmaklarınızın ucunda seçiminize sunulmuş 24 pozisyon – kullanıcıların %95'inden fazlası için konforlu ve etkili bir oturma\*

- **Ayarlanabilir:** Kullanıcının yüzündeyken ayarlanabilir
- **Hassas:** Kadrının her bir dönüşü küçük artışlarla alın desteğini ayarlar
- **Aşamalı:** Yüzün üzerine kapanarak kullanıcının en konforlu oturumu hissetmesini sağlar
- **Destek ile birlikte çalışma:** Kadrın, maskenin açısını yüze göre ayarlarken, destek de en çok ihtiyaç duyulan yerde kapamayı artırarak şekilde – başlığı sıkıya gerek kalmadan – uyum sağlar

## KULLANICI AVANTAJLARI

### Kişiyeye Özel Konfor

- MicroFit kadrın, kullanıcının profiline uyacak şekilde maskeyi ayarlar
- Yaylı hava teknolojisine sahip çift-katlı destek, yüz hatlarına uyum sağlar ve uyku sırasında harekete (ağzın açılması dahil) izin verir

### Hafif ve sessiz

- Yenilenmiş tasarımı yüze ağırlık yapmaz.
- Geliştirilmiş hava deliği tasarımı gürültüyü azaltır

### Daha kolay

- MicroFit kadrın ve yaylı hava destek teknolojisi sayesinde – ilk seferde ve her seferinde – iyi bir maske oturumu elde edilir
- Kullanım, temizlik, montaj ve demontajın daha kolay olması için daha az parça

## PROFESYONEL AVANTAJLAR

### Maske oturumu, kullanıcıların %95'inden fazlasını kapsamaktadır\*

- MicroFit kadrın ve yaylı hava destek teknolojisi maskenin daha çeşitli yüz yapılarına uygunluğunu sağlamaktadır
- Yeni XS maske ebatı

### Müşteri memnuniyeti ve uyumluluk

- Seyahat çantası, bakım DVD'si, hızlı-oturma kılavuzu ve kullanıcı kılavuzu ile birlikte kapsamlı kullanıcı destek paketi
- İlk seferde oturma sayesinde tedavinin kabul edilmesinde artış
- Uzun süreli uyumluluk sağlamak amacıyla kişiyeye özel oturma, konfor ve kapama
- Hızlı ve kolay montaj ve demontaj için basitleştirilmiş parçalar

### Masraf ve zamandan tasarruf

- Daha az envanter: Ultra Mirage™ Tam Yüz Maskesinden %33 daha az ürün kodu ve daha az maske parçası
- Oturma ve eğitim için daha az zaman: Geliştirilmiş destek teknolojisi hızlı kapama sağlar
- Daha az geri çağrı: Kolay kullanım ve oturma

## ÜRÜN KODLARI Mirage Quattro Tam Yüz Maskesi

### Avrupa 1<sup>1</sup>

X-Küçük	61204
Küçük	61205
Orta	61206
Büyük	61207

### Avrupa 2<sup>2</sup>

X-Küçük	61208
Küçük	61209
Orta	61210
Büyük	61211

### Avrupa 3<sup>3</sup>

X-Küçük	61228
Küçük	61229
Orta	61230
Büyük	61231

### Fransa

X-Küçük	61220
Küçük	61221
Orta	61222
Büyük	61223

### İngiltere

X-Küçük	61224
Küçük	61225
Orta	61226
Büyük	61227

### Asya Pasifik

X-Küçük	61216
Küçük	61217
Orta	61218
Büyük	61219

### Avustralya ve Yeni Zelanda

X-Küçük	61212
Küçük	61213
Orta	61214
Büyük	61215

<sup>1</sup> İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve Hollandaca

<sup>2</sup> İngilizce, İsveççe, Norveççe, Danimarkaca, Fince, Macarca, Lehçe ve Yunanca

<sup>3</sup> İngilizce, Rusça, Türkçe, Çekçe, Estonya, Slovenca, Slovakça, Bulgarca, Romence, Letonca ve Litvanca

\* Kaynak: Kurum-İçi ResMed antropometrik verileri

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 veya 1 800 424 0737 (ücretsiz), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 veya 1 800 658 189 (ücretsiz). Almanya, Avusturya, Brezilya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Hong Kong, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Japonya, Malezya, Norveç, Singapur ve Yeni Zelanda'da ofisleri bulunmaktadır (ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız). Şu patentler tarafından korunmaktadır: AU 777033, EP 1187649, EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6439230, US 6513526, US 6581594, US 6701927, US 6796308, US 6823865, US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Diğer patentler beklenmektedir. Şu tasarım tescilleri tarafından korunmaktadır: AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114, AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187, EU 499173, EU 559208, NZ 407770. Diğerleri beklenmektedir. Mirage, Mirage Quattro ve Ultra Mirage, ResMed Ltd'nin tescilli markalarıdır ve Mirage, ABD Patent ve Tescil Ofisinde tescil edilmiştir. © 2007 ResMed Ltd. Özellikler, bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 1011417/1 07 03