

## Güvenebileceğiniz maske performansı

Mirage Quattro, üstün kapama ve konfor sağlayan bir tam yüz maskesidir.

Maskeniz, maske teknolojisinin lideri ResMed tarafından üretilmiştir. Tam yüz maskelerimiz bir kıyaslama standardı olmaya devam etmektedir ve dünya çapında (sizin gibi!) milyonlarca kullanıcının güvenini kazanmıştır.



# RESMED

## Mirage Quattro

TAM YÜZ MASKESİ

### Dördüncü Jenerasyon Teknoloji

Kişiye özel konfor  
Hafif ve sessiz  
Daha kolay



Adım-adım maske oturma talimatları dahil, Mirage Quattro ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için [www.resmed.com](http://www.resmed.com) adresini ziyaret edin.

ResMed Corp Poway, CA, ABD +1 858 746 2400 veya 1 800 424 0737 (ücretsiz), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Avustralya +61 (2) 8884 1000 veya 1 800 658 189 (ücretsiz). Almanya, Avusturya, Brezilya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Hong Kong, İspanya, İsviçre, İngiltere, Japonya, Malezya, Norveç, Singapur ve Yeni Zelanda'da ofisleri bulunmaktadır (ayrıntılı bilgi için web sitesine bakınız). şu patentler tarafından korunmaktadır: AU 777033, EP 1187649, EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6439230, US 6513526, US 6581594, US 6701927, US 6706308, US 6823865, US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Diğer patentler beklenmemektedir. şu tasarım tescilleri tarafından korunmaktadır: AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114, AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187, EU 499173, EU 559208, NZ 407770. Diğerleri beklenmemektedir. Mirage ve Mirage Quattro, ResMed Ltd'nin tescilli markalandır ve Mirage, ABD Patent ve Tescil Ofisinde tescil edilmiştir. Özellikler, bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. © 2007 ResMed Ltd. 1011473/1 07 03

# RESMED

## Mirage Quattro™

TAM YÜZ MASKESİ

Kullanıcı Bilgisi



## KiŖiye özel konfor

- **Profilinize uyum saęlar** – MicroFit kadrani, maske yzünüzdeyken alın desteęini hassas bir Ŗekilde ayarlamazı saęlar. Kadranı dndrerek, maskeyi sizin iin en rahat pozisyona ayarlayabilirsiniz.
- **Yz hatlarınıza gre kapama saęlar** – yaylı hava teknolojisine sahip yumuŖak ve esnek ift-katlı destek, yzünüzn hatlarına uyum saęlayarak rahatsız etmeden kapamayı ayarlar.
- **Uyku sırasında ene hareketini destekler** – desteęin, ene hizasında hareketli bir yzeyi mevcuttur.
- **eŖitli ebatlar** – XS, S, M ve L ... sizin iin doęru olan ebatı bulacaksınız.

## Hafif ve sessiz

- **Yzünüzde aęırlık yapmaz** – yenilenmiŖ tasarımı Ŗık grnr ve hafiftir.
- **Sessiz performans** – dahili hava delikleri havayı hafif ve sessizce daęıtır ve bylece, siz ve partneriniz iyi bir uykuyu uyuyabilirsiniz.

## Daha kolay

- **İlk seferde oturma** – maskeniz, ilk taktığınızda, size rahatlıkla uyum saęladığından, ona ok daha kolay alışırız. Mirage Quattro – ilk seferde ve her seferinde – iyi bir oturma saęlamak zere tasarlanmıŖtır.
- **Kolay takılır ve ıkarılır** – kullanıŖlı baŖlık klipsleri ve yuvaları.
- **Kullanıma hazır** – set-and-forget (ayarla ve unut) baŖlık, ilk ayarlardan sonra ayarlarınızı kaydeder.
- **Temizlięi kolay** – daha az sayıda para ile maskenizi monte ve demonte etmek daha kolaydır.
- **Hayat tarzınıza uygun** – seyahat antası, maske bakım DVD'si, hızlı-oturma kılavuzu ve kullanıcı kılavuzu ile kapsamlı destek paketi.

## Mirage Quattro

TAM YZ MASKESİ

Drdnc Jenerasyon Teknoloji

